

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		FUME HOOD (흠 후드)	Set	1

### 1. 용도 및 특징 (Features)

연구 실험실 및 기타 일체의 유해한 물질을 취급하는 장소에서 오염된 공기를 신속하게 배기시켜 실험 자와 실험장소 를 안전하고 쾌적하게 유지 시켜 줍니다.

- Basic Duct Hood 방식입니다.
- Cabinet type 으로서 본체는 상, 하단으로 구분되어 있습니다.
- Duct 는 외부로 배출되는 건물의 main duct와 연결되어 있습니다.
- Door 의 여닫음 정도에 따라 기류의 형태를 분배해 유해 Gas를 신속히 배출시켜 줍니다.
- Water line, Gas line, Air line 등의 내 부식성 재질로 설비되어 있습니다.

### 2. 사양 (Specifications)

Model		C-FH1
Dimensions (mm)	W	1200
	D	800
	H	2350(Top 1550, Bottom 800)
Exterior wall		Phenolic Laminate 10T
Interior wall		Phenolic Laminate 4T
Baffle plate		Phenolic Laminate 4T
Cabinet		50×50 SQ Steel Pipe with Epoxy Powder Coated
Cabinet Door		15T P.B.W / L.P.M Gray Color
Work TOP		Phenolic Laminate 20T
Door		Safety Glass 5T
Louver		Steel
Lamp		Three Wave Lamp
Concent		110V or 220V - 2Hole
Lamp switch		On / Off type
Blower switch		On / Off type
Exhaust Duct		ø200 P.V.C Pipe
N2 Valve		1/4" Needle valve
Air Valve		1/4" Needle valve
Water Valve		1/4" Needle valve
N2 Cock		P.P
Air Cock		P.P
N2 Cock		P.P
Cup sink		P.V.C

### **3. 구성 (Composition)**

- Main Body..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Blower

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		FUME HOOD (흠 후드)	Set	1

### 1. 용도 및 특징 (Features)

연구 실험실 및 기타 일체의 유해한 물질을 취급하는 장소에서 오염된 공기를 신속하게 배기시켜 실험 자와 실험장소 를 안전하고 쾌적하게 유지 시켜 줍니다.

- Basic Duct Hood 방식입니다.
- Cabinet type 으로서 본체는 상, 하단으로 구분되어 있습니다.
- Duct 는 외부로 배출되는 건물의 main duct와 연결되어 있습니다.
- Door 의 여닫음 정도에 따라 기류의 형태를 분배해 유해 Gas를 신속히 배출시켜 줍니다.
- Water line, Gas line, Air line 등의 내 부식성 재질로 설비되어 있습니다.

### 2. 사양 (Specifications)

Model		C-FH2
Dimensions (mm)	W	1500
	D	800
	H	2350(Top 1550, Bottom 800)
Exterior wall		Phenolic Laminate 10T
Interior wall		Phenolic Laminate 4T
Baffle plate		Phenolic Laminate 4T
Cabinet		50×50 SQ Steel Pipe with Epoxy Powder Coated
Cabinet Door		15T P.B.W / L.P.M Gray Color
Work TOP		Phenolic Laminate 20T
Door		Safety Glass 5T
Louver		Steel
Lamp		Three Wave Lamp
Concent		110V or 220V - 2Hole
Lamp switch		On / Off type
Blower switch		On / Off type
Exhaust Duct		ø200 P.V.C Pipe
N2 Valve		1/4" Needle valve
Air Valve		1/4" Needle valve
Water Valve		1/4" Needle valve
N2 Cock		P.P
Air Cock		P.P
N2 Cock		P.P
Cup sink		P.V.C

### **3. 구성 (Composition)**

- Main Body..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Blower

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		FUME HOOD (흠 후드)	Set	1

### 1. 용도 및 특징 (Features)

연구 실험실 및 기타 일체의 유해한 물질을 취급하는 장소에서 오염된 공기를 신속하게 배기시켜 실험 자와 실험장소 를 안전하고 쾌적하게 유지 시켜 줍니다.

- Basic Duct Hood 방식입니다.
- Cabinet type 으로서 본체는 상, 하단으로 구분되어 있습니다.
- Duct 는 외부로 배출되는 건물의 main duct와 연결되어 있습니다.
- Door 의 여닫음 정도에 따라 기류의 형태를 분배해 유해 Gas를 신속히 배출시켜 줍니다.
- Water line, Gas line, Air line 등의 내 부식성 재질로 설비되어 있습니다.

### 2. 사양 (Specifications)

Model		C-FH3
Dimensions (mm)	W	1800
	D	800
	H	2350(Top 1550, Bottom 800)
Exterior wall		Phenolic Laminate 10T
Interior wall		Phenolic Laminate 4T
Baffle plate		Phenolic Laminate 4T
Cabinet		50×50 SQ Steel Pipe with Epoxy Powder Coated
Cabinet Door		15T P.B.W / L.P.M Gray Color
Work TOP		Phenolic Laminate 20T
Door		Safety Glass 5T
Louver		Steel
Lamp		Three Wave Lamp
Concent		110V or 220V - 2Hole
Lamp switch		On / Off type
Blower switch		On / Off type
Exhaust Duct		ø200 P.V.C Pipe
N2 Valve		1/4" Needle valve
Air Valve		1/4" Needle valve
Water Valve		1/4" Needle valve
N2 Cock		P.P
Air Cock		P.P
N2 Cock		P.P
Cup sink		P.V.C

### **3. 구성 (Composition)**

- Main Body..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Blower

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year